

Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia

Kompletnego systemu do znieczulania gazowego małych zwierząt

Anestezja

1. Baza do mocowania parownika i uchwyty (the tabletop stand)
2. Parownik do izofluoranu 0,2- 4 l/min. (a vaporizer for isoflurane 0.2 - 4 LPM)
3. Miernik przepływu gazu (0,2 - 4 l/min.) (a flowmeter 0.2-4 LPM)
4. Filtry i pojemniki do zbierania zużytego gazu (charcoal filter canister and waste gas canisters)
5. Przewody do podłączenia tlenu wraz z adapterem i akcesoriami (a set of inlet/outlet caps)
6. Zestaw do napełniania parownika (Anti- Spill Device for Funnel
7. Filled Isoflurane Vaporizer)
8. Wąż do podłączenia gazu (high pressure oxygen hose with DISS fittings)
9. Komora indukcyjna do anestezji małych zwierząt (0.5 l) (induction chamber for small rodents 0.5 L)
10. Komora indukcyjna dla większych gryzoni (3.0 l) (induction chamber for
11. rodents 3.0 L)
12. Maska do anestezji małych gryzoni (20- 100g) (anesthesia mask with co-axial non-rebreathing system for rodents up to 100 g)
13. Maska indukcyjna dla szczurów o masie do 150- 200g (anesthesia mask with co-axial non-rebreathing system for rodents 150-200 g)
14. Maska indukcyjna dla szczurów o masie 350+g (anesthesia mask with co-axial non-rebreathing system for rodents 350+ g)
15. Pełna widoczność przepływomierza 180 °
16. Dokładność przepływomierza +/-5%
17. 3-letnia gwarancja, system anestezjologiczny i vaporizer